

 **MEYRA**®



 **MEYRA**®

iMOVE

stay active!

DIE AKTIVE FUBSTÜTZE FÜR
MEHR BEWEGUNG IM SITZEN

DIE AKTIVE FUßSTÜTZE FÜR MEHR BEWEGUNG IM SITZEN


Der iMove ist ein neues, innovatives Bewegungsgerät und für nahezu jeden geeignet. Er ermöglicht ein unkompliziertes, äußerst gelenkschonendes Bewegungstraining ganz nebenbei im Sitzen.

Effektiv


Erfahrungsberichte zeigen, dass der iMove die Muskulatur lockern und entspannen, Stoffwechsel und Durchblutung anregen und den Lymph- und Venenabfluss fördern kann.

ERGEBNIS EINER VITALBLUT-ANALYSE: BESSERES BLUTBILD MIT DEM IMOVE

Die roten Blutkörperchen sind geordneter und nicht verklebt, das Blutplasma ist klar. Die Feindurchblutung und der Organstoffwechsel sind optimal gewährleistet.



ohne iMove



mit iMove

Aufnahmen aus Januar 2016 in der Praxisgemeinschaft für Naturheilkunde, Arno Leixner (Heilpraktiker) in Landsberg am Lech von Patient Matthias Wagner.



Müheless

MOBILISIERT NAHEZU DEN GANZEN KÖRPER EINFACH NEBENBEI OHNE ANSTRENGUNG

Einfach auf einem ebenen und schwingungsarmen Untergrund im Innenraum aufstellen, einschalten und vom iMove in persönlicher Wohlfühlgeschwindigkeit bewegen lassen. Die automatisch, gegenläufig bewegenden Pedalen lassen sich in der Geschwindigkeit (Frequenz) anpassen. Auch durch das Variieren von Fuß- bzw. Handpositionen, Körperhaltung und ausgeübten Gegen- druck können vielseitige Trainingseffekte erzielt werden.

Vielseitig

Mit dem iMove lassen sich von der Sitz-, Stütz- und Liege- position aus Trainingsziele wie Entlastung müder und schwerer Beine, Anregung der Venenpumpe, Verbesserung der Durchblutung, Lockerung von Schulter und Nacken und Entspannung erreichen. Auch kann der iMove als Einschlaf- hilfe fungieren.



Einfach

INTUITIVE BEDIENUNG

Direkt am Gerät

Auf der linken Seite des iMoves befinden sich die Tasten zum Ein- und Ausschalten und zur Regulie- rung der Geschwindigkeit (Frequenz) der Wippbe- wegungen.



Per Fernbedienung (gegen Aufpreis)

Ganz bequem können Sie so über eine Blue- tooth-Verbindung den iMove ein- und ausschal- ten und die Geschwin- digkeit (Frequenz) der Wippbewegungen regulieren.



Per App (optional)

Die kostenlose App steht für iOS und Android zur Verfügung. Über eine Bluetooth-Kopplung kann der iMove bedient werden und man erhält weiterführende Services wie z.B. Trainingsauswer- tungen.

Flexibel

KOMPAKT UND LEICHT ZU TRANSPORTIEREN, SCHNELL EINSATZBEREIT

Der iMove lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Egal ob z.B. privat auf dem Sofa, beruflich am Schreibtisch oder krankheitsbedingt im Rollstuhl – der kompakte und leichte iMove ist schnell aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Neben dem Training können andere Tätigkeiten wie Lesen, Fernsehen oder Arbeiten problemlos ausgeübt werden.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

iMOVE

Typenbezeichnung	MEYRA iMove
Seriennummer	siehe Typenschild
Gewicht	ca. 5 kg
Max. Belastbarkeit	25 kg
Gesamtmaße (L x B x H)	320 x 340 x 90 mm
Frequenz	ca. 1 – 12 Hz
Max. Amplitude	ca. +/- 4 mm
Hub	ca. 8 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Netzteil	MW Modell Nr. GST60A24-P1J
Input	100 - 240 Volt AC, 50/60Hz, 1,4 A
Output	24 Volt, Gleichspannung 2,5 A
Leistungsaufnahme	max. 60 Watt



Der MEYRA iMove ist Teil des AMG-Konzeptes, die neue MEYRA-Serie für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.

MEYRA GmbH

 Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 Tel +49 5733 922 - 0
 Fax +49 5733 922 - 9311

 info@meyra.de

www.meyra.de
